



## Descubre la Excelencia con ELISAs de DRG-International para detección del **Virus de Distemper Canino**



### Características destacadas de nuestras ELISAs:

**1. Sensibilidad Superior:** Nuestras ELISAs están optimizadas para ofrecer una sensibilidad excepcional, permitiendo la detección temprana y fiable del virus de distemper canino.

**2. Especificidad Confiable:** La especificidad de nuestras pruebas garantiza resultados precisos, evitando falsos positivos y negativos para una toma de decisiones más segura.

**3. Rápido y fácil de usar:** Diseñadas para integrarse perfectamente en su práctica diaria, nuestras ELISAs ofrecen resultados rápidos y son fáciles de usar, permitiéndole tomar decisiones informadas de manera eficiente.

Las ELISAs de DRG-International han sido diseñadas para la detección precisa y eficiente del virus de Distemper canino (VDC) como una manera de proporcionar herramientas de alta calidad que elevan los estándares de atención veterinaria.

#### Por qué Elegir las ELISAs de DRG

- Compromiso con la Calidad: Nuestras pruebas cumplen con los estándares más altos de calidad para garantizar resultados confiables y consistentes.
- Contribuye a la Salud Animal: Al utilizar nuestras ELISAs, contribuyes al bienestar general de los animales, facilitando una detección rápida y precisa.



#### ¡Eleva tu Práctica con las ELISAs de DRG!

Catálogo	Versión	Reacciones
EIA2478R	CDV (Distemper Virus) IgG antibodies	96
EIA2479R	CDV (Distemper Virus) IgM antibodies	96

